

LEVIGARO

223 / 03.15

Praxisnahe Aktualität aus der Labormedizin

Dr. med. Edouard H. Viollier, FMH Innere Medizin

Dominic Viollier, lic. oec. HSG

Probentransport – ein Sicherheitsfaktor?

Kein Probenverlust, keine Infektionsgefahr

Hintergrund

Im Vacutainer herrscht auch nach der Blutentnahme noch ein leichter **Unterdruck**, der den Gummistopfen im Tube festhält.

Wird der Gummistopfen in der Praxis abgenommen und wieder aufgesetzt, besteht neu ein leichter **Überdruck**.

Schon geringe Erschütterungen auf dem Transport führen nun dazu, dass der Gummistopfen abfällt und die Probe ausläuft:

- Verlust des unwiederbringlichen Probenmaterials
- Infektionsgefahr für Transport- und Laborpersonal



sicherer
hygienischer

POCT und Probenversand

Führen Sie POCT-Analytik (z.B. im Praxislabor) durch **und** verordnen Sie Analysen bei Viollier, so haben Sie folgende Möglichkeiten:

Möglichkeit 1:

1. Probenmaterial für POCT-Analytik getrennt vom Probenmaterial für Analysen bei Viollier in separaten Tubes abnehmen
2. POCT-Analytik aus speziell dafür vorgesehenen Tubes durchführen
3. Tubes für Viollier falls notwendig zentrifugieren und **ungeöffnet** in Versandhülle versenden

Möglichkeit 2:

1. Tubes abnehmen und falls notwendig zentrifugieren
2. POCT-Analytik durchführen
3. Probenmaterial für Viollier in **Serum / Plasma Tube weiss mit Schraubverschluss**, (Art.-Nr. 10354) überführen, gut verschliessen und in Versandhülle (Art.-Nr. 10533) versenden

Probentransport	Kundendienst	Post
Verpackung	→ 1 Klarsichttasche für 1 Auftrag	→ Tubes mit Versandhüllen in Versandtüte
	→ Rote Klarsichttasche verwenden	→ Notfallkleber verwenden

Vorteile

- Sicherer Probenversand
- Probenmaterial für zusätzliche Analysen bei Viollier

Versandmaterial

Sie können die sicheren Versandmaterialien kostenlos unter www.viollier.ch/e-shop bestellen

Information

Literatur auf Anfrage

Vera Andrist, Dipl. Biomedizinische Analytikerin HF / HöFa, Leiterin Probenannahme

Bettina Rogger, BSc. in Exercise and Health Science, Stv. Leiterin Probenannahme

Redaktion Dr. med. Dieter Burki, FAMH Labormedizin, Bereichsleiter Produktion West
contact@viollier.ch | www.viollier.ch

POCT und Probenversand

Möglichkeit 1:

Möglichkeit 2:

