


Riconoscere precocemente il cancro intestinale

Provetta sangue occulto (69)



4 Fissare il dispositivo per facilitare la raccolta delle feci

6 Strisciare la punta del bastoncino sulle feci in tre punti diversi fino a quando le scanalature sono completamente riempite

7 – 8 Chiudere bene la provetta, poi agitare energicamente 7 ×

9 – 10 Chiudere bene la busta trasparente e consegnare **allo studio medico**

Materiale di spedizione:

Indicare cognome, nome e data di nascita del paziente